

# Jeringas Hipodérmicas

MARCA: **PROSYR**



## USO PREVISTO

Las Jeringas Hipodérmicas marca Prosyrr son un dispositivo médico utilizado para la aspiración o la inyección de fluidos.

# PROSYR

Jeringa Tuberculina 1 mL C/Aguja 27G X 1/2" Luer Slip

Jeringa 3 mL C/Aguja 21G X 1 1/2" Luer Lock

Jeringa 3 mL C/Aguja 21G X 1 1/2" Luer Slip

Jeringa 5 mL C/Aguja 21G X 1 1/2" Luer Lock

Jeringa 5 mL C/Aguja 21G X 1 1/2" Luer Slip

Jeringa 10 mL C/Aguja 21G X 1 1/2" Luer Lock

Jeringa 10 mL C/Aguja 21G X 1 1/2" Luer Slip

Jeringa 20 mL C/Aguja 21G X 1 1/2" Luer Lock

Jeringa 20 mL C/Aguja 21G X 1 1/2" Luer Slip

Jeringa 60 mL C/Aguja 21G X 1 1/2" Luer Lock



DEHP FREE



Registro ISP: DM613/23 y DM614/23

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricadas en polipropileno grado médico.
- Material no tóxico, libre de pirógenos.
- Compuestas por tres piezas: Cilindro, Embolo y Pistón.
- Cilindro de óptima transparencia.
- Graduación exacta de color negro de fácil lectura e indeleble.
- Capacidades: 1ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 60ml.
- Conector: Luer Lock y Luer Slip.
- Embolo transparente con base antideslizante.
- Libres de látex.
- Libres de DEHP.
- Libres de PVC.
- Lubricadas con silicona grado médico.
- Aguja de acero inoxidable con filo tribicelado.
- Esterilizadas en Óxido de Etileno.
- Empaque primario tipo blíster.
- Desechables.
- Un solo uso.

**| FACTOR DE EMPAQUE MODELOS**

N° Código	Producto	Caja	Cartón
PR127TU011	Jeringa Tuberculina 1 mL C/Aguja 27G X 1/2" Luer Slip	100 UNIDADES	3200 UNIDADES
PR321LL001	Jeringa 3 mL C/Aguja 21G X 1 1/2" Luer Lock	100 UNIDADES	3000 UNIDADES
PR321LS002	Jeringa 3 mL C/Aguja 21G X 1 1/2" Luer Slip	100 UNIDADES	3000 UNIDADES
PR521LL003	Jeringa 5 mL C/Aguja 21G X 1 1/2" Luer Lock	100 UNIDADES	2400 UNIDADES
PR521LS004	Jeringa 5 mL C/Aguja 21G X 1 1/2" Luer Slip	100 UNIDADES	2400 UNIDADES
PR1021LL05	Jeringa 10 mL C/Aguja 21G X 1 1/2" Luer Lock	100 UNIDADES	1600 UNIDADES
PR1021LS06	Jeringa 10 mL C/Aguja 21G X 1 1/2" Luer Slip	100 UNIDADES	1600 UNIDADES
PR2021LL07	Jeringa 20 mL C/Aguja 21G X 1 1/2" Luer Lock	50 UNIDADES	800 UNIDADES
PR2021LS08	Jeringa 20 mL C/Aguja 21G X 1 1/2" Luer Slip	50 UNIDADES	800 UNIDADES
PR6021LL09	Jeringa 60 mL C/Aguja 21G X 1 1/2" Luer Lock	25 UNIDADES	400 UNIDADES

**| ESTÁNDARES DE CALIDAD**


# PROSYR