



SUTURAS DE NYLON: POLIAMIDA 6



Material	Poliamida 6
Revestimiento	Sin revestimiento
Color	Negro
Absorción	No absorbible
Medidas	10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2
Reacción del tejido	Grado 0, Reactividad - Ninguno
Aplicaciones	Cierre general, Piel y Cirugía Plástica. También se utiliza para cirugía oftálmica y micro.

Características

- ⊗ La sutura de nylon es una sutura quirúrgica no absorbible de monofilamento.
- ⊗ Las suturas de nylon están disponibles desde el tamaño USP 2 hasta el tamaño 10-0. La sutura está disponible en color negro.
- ⊗ Las suturas de nylon están compuestas por polímeros hechos 100% de homopolímero de poliamida grado 6.6.
- ⊗ Las suturas de nylon son ideales para cierres de piel ya que no presentan adherencia al tejido.

Ventajas

- ⊗ Las suturas LINEX atraviesan los tejidos con facilidad y dado que la sutura es monofilamento, el anudado es muy fácil y la adherencia del tejido a la sutura es nula.
- ⊗ Las suturas LINEX tienen una excelente seguridad de nudo y fácil colocación de nudos.
- ⊗ Las suturas LINEX están disponibles con agujas fabricadas con aleación de acero de la serie 300 para una mayor resistencia, nitidez y rendimiento.
- ⊗ Las suturas LINEX tienen una excelente resistencia a la tracción y las suturas no se alargan mientras se anudan.



N° Código	Perfil de Aguja	Longitud Aguja	Longitud Sutura	Tamaño Sutura (USP)
FS 3719	Micropunto espatulado 3/8 círculo (doble brazo)	6 mm	38 cm	10-0
FS 3320	Corte inverso de 3/8 de círculo	10 mm	70 cm	6-0
FS 3317	Corte inverso de 3/8 de círculo	12 mm	70 cm	5-0
FS 3315	Corte inverso de 3/8	16 mm	35 cm	5-0
FS 3318	Corte inverso de 3/8	16 mm	70 cm	4-0
FS 3318S	Corte inverso de 3/8	16 mm	35 cm	4-0

N° Código	Perfil de Aguja	Longitud Aguja	Longitud Sutura	Tamaño Sutura (USP)
FS 3321	Corte de círculo de 3/8	16 mm	70 cm	3-0
FS 3328	Corte inverso de 3/8 de círculo	26 mm	100 cm	3-0
FS 3328M	Corte inverso de 3/8 de círculo	26 mm	70 cm	3-0
FS 3328S	Corte inverso de 3/8 de círculo	26 mm	35 cm	3-0

N° Código	Perfil de Aguja	Longitud Aguja	Longitud Sutura	Tamaño Sutura (USP)
FS 3329	Corte inverso de 3/8 de círculo	26 mm	100 cm	2-0
FS 3329M	Corte inverso de 3/8 de círculo	26 mm	70 cm	2-0
FS 3329S	Corte inverso de 3/8 de círculo	26 mm	45 cm	2-0
FS 3720	1/2 círculo cuerpo redondo	30 mm	100 cm	2-0
FS 3236	Corte de círculo de 3/8	36 mm	100 cm	2-0
FS 3335	Corte inverso de 1/2 círculo	40 mm	100 cm	2-0
FS 3335S	Corte inverso de 1/2 círculo	40 mm	45 cm	2-0
FS 3336S	Corte inverso de 3/8 círculo	45 mm	45 cm	2-0
FS 3336	Corte inverso de 3/8 círculo	45 mm	100 cm	2-0
FS 3336H	Corte inverso de 3/8 círculo [pesado]	45 mm	100 cm	2-0

N° Código	Perfil de Aguja	Longitud Aguja	Longitud Sutura	Tamaño Sutura (USP)
FS 3336M	Corte inverso de 3/8 de círculo	45 mm	70 cm	2-0
FS 3390	Corte recto	60 mm	70 cm	2-0
FS 3337	Corte inverso de 1/2 de círculo	40 mm	100 cm	0
FS 3337S	Corte inverso de 1/2 de círculo	40 mm	45 cm	0
FS 3340	1/2 círculo cuerpo redondo	40 mm	150 cm	0
FS 3346	1/2 círculo cuerpo redondo (pesado)	40 mm	100 cm	0
FS 3339	Corte inverso de 1/2 de círculo (pesado)	40 mm	100 cm	0
FS 3389	Corte recto	60 mm	70 cm	0
FS 3347	1/2 círculo cuerpo redondo (pesado)	40 mm	100 cm	1
FS 3338	Corte inverso de 1/2 de círculo (pesado)	45 mm	100 cm	1

N° Código	Perfil de Aguja	Longitud Aguja	Longitud Sutura	Tamaño Sutura (USP)
FS 3338S	Corte inverso de 1/2 de círculo (pesado)	45 mm	45 cm	1
FS 3348	1/2 círculo cuerpo redondo (pesado)	50 mm	150 cm	1
FS 3397	Corte de círculo de 3/8	90 mm	100 cm	1
FS 3846	Corte inverso de 3/8 de círculo	76 mm	100 cm	2
FS 903	Sin aguja	Sin aguja	2x76 cm	2-0
FS 904	Sin aguja	Sin aguja	2x76 cm	0
FS 905	Sin aguja	Sin aguja	2x76 cm	1
TS 3719	Micropunto espatulado 3/8 círculo (doble brazo)	6 mm	38 cm	10-0
TS 3320	Corte inverso de 3/8 de círculo	10 mm	70 cm	6-0
TS 3317	Corte inverso de 3/8 de círculo	12 mm	70 cm	5-0

N° Código	Perfil de Aguja	Longitud Aguja	Longitud Sutura	Tamaño Sutura (USP)
TS 3315	Corte de círculo de 3/8	16 mm	35 cm	5-0
TS 3318	Corte de círculo de 3/8	16 mm	70 cm	4-0
TS 3318S	Corte de círculo de 3/8	16 mm	35 cm	4-0
TS 3321	Corte de círculo de 3/8	16 mm	70 cm	3-0
TS 3328	Corte inverso de 3/8 de círculo	26 mm	100 cm	3-0
TS 3328M	Corte inverso de 3/8 de círculo	26 mm	70 cm	3-0
TS 3328S	Corte inverso de 3/8 de círculo	26 mm	35 cm	3-0
TS 3329	Corte inverso de 3/8 de círculo	26 mm	100 cm	2-0
TS 3329M	Corte inverso de 3/8 de círculo	26 mm	70 cm	2-0
TS 3329S	Corte inverso de 3/8 de círculo	26 mm	45 cm	2-0

N° Código	Perfil de Aguja	Longitud Aguja	Longitud Sutura	Tamaño Sutura (USP)
TS 3720	1/2 círculo cuerpo redondo	30 mm	100 cm	2-0
TS 3236	Corte de círculo de 3/8	36 mm	100 cm	2-0
TS 3335	Corte inverso de 1/2 círculo	40 mm	100 cm	2-0
TS 3335S	Corte inverso de 1/2 círculo	40 mm	45 cm	2-0
TS 3336S	Corte inverso de 3/8 de círculo	45 mm	45 cm	2-0
TS 3336	Corte inverso de 3/8 de círculo	45 mm	100 cm	2-0
TS 3336H	Corte inverso de 3/8 de círculo (pesado)	45 mm	100 cm	2-0
TS 3336M	Corte inverso de 3/8 de círculo	45 mm	70 cm	2-0
TS 3390	Corte recto	60 mm	70 cm	2-0
TS 3337	Corte inverso de 1/2 de círculo	40 mm	100 cm	0

N° Código	Perfil de Aguja	Longitud Aguja	Longitud Sutura	Tamaño Sutura (USP)
TS 3337S	Corte inverso de 1/2 de círculo	40 mm	45 cm	0
FS 3340	1/2 círculo cuerpo redondo	40 mm	150 cm	0
TS 3346	1/2 círculo cuerpo redondo (pesado)	40 mm	100 cm	0
TS 3339	Corte inverso de 1/2 de círculo (pesado)	40 mm	100 cm	0
TS 3389	Corte recto	60 mm	70 cm	0
TS 3347	1/2 círculo cuerpo redondo (pesado)	40 mm	100 cm	1
TS 3338	Corte inverso de 1/2 de círculo (pesado)	45 mm	100 cm	1
TS 3338S	Corte inverso de 1/2 de círculo (pesado)	45 mm	45 cm	1
TS 3348	1/2 círculo cuerpo redondo (pesado)	50 mm	150 cm	1
TS 3397	Corte inverso de 3/8 de círculo	90 mm	100 cm	1
TS 3846	Corte inverso de 3/8 de círculo	76 mm	100 cm	2



Embalaje

- ⦿ Las suturas de nylon se empaquetan individualmente en una carpeta de papel de grado médico primario.
- ⦿ Luego, las suturas empaquetadas individualmente se empaquetan en una lámina de aluminio con apertura PEEL OPEN.
- ⦿ Las suturas se embalan además en cajas pequeñas hechas de Cyber XLPac premium de 320 GSM en un paquete de 12 suturas.
- ⦿ Las cajas se laminan aún más con una película a prueba de manipulaciones para protegerlas de la suciedad y el polvo.

