



## SUTURAS DE SEDA



Material	Seda
Revestimiento	Sin revestimiento
Color	Negro
Absorción	No absorbible
Medidas	6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2, 3, 4
Reacción del tejido	Grado 0, Reactividad - Ninguno
Aplicaciones	Cierre general, Tracto GI, Plástica, Piel, Oftálmica, Cirugías Cardiovasculares. Ampliamente utilizado como ligadura.

### Características

- ⊙ Las suturas de seda están compuestas de seda de material natural que se obtiene del gusano de seda.
- ⊙ La sutura de seda es una sutura no absorbible recubierta y trenzada.
- ⊙ Las suturas de seda están disponibles desde el tamaño USP 2 hasta el tamaño 6-0.
- ⊙ Las suturas de seda están coloreadas con tinte negro aprobado por la FDA para mejorar la visibilidad.
- ⊙ Las suturas de seda se pueden usar como ligaduras para accesorios permanentes y removibles y cirugía cardiovascular (para suturar los injertos).

### Ventajas

- ⊙ La sutura SUTURASilk está recubierta de silicona lo que facilita el fácil paso a través del tejido.
- ⊙ Las suturas SUTURASilk exhiben una buena fuerza de anudado y una colocación segura del nudo.
- ⊙ Las suturas SUTURASilk están disponibles con agujas fabricadas con aleación de acero de la serie 300 para una mayor resistencia, nitidez y rendimiento.
- ⊙ Las suturas SUTURASilk están trenzadas con tecnología especial para garantizar un trenzado apretado, una mejor resistencia y rendimiento.



N° Código	Perfil de Aguja	Longitud Aguja	Longitud Sutura	Tamaño Sutura (USP)
FS 5080	Corte inverso de 3/8 de círculo	12 mm	76 cm	5-0
FS 5081	Cuerpo redondo de 3/8 de círculo	16 mm	76 cm	5-0
FS 5001	Corte de círculo de 3/8	16 mm	76 cm	4-0
FS 5049	1/2 círculo cuerpo redondo	16 mm	76 cm	4-0
FS 5082	Cuerpo redondo de 3/8 de círculo	16 mm	76 cm	4-0
FS 5086	1/2 círculo cuerpo redondo	20 mm	76 cm	4-0
FS 5002	Corte de círculo de 3/8	16 mm	76cm	3-0
FS 5002S	Corte de círculo de 3/8	16 mm	35 cm	3-0
FS 5087	1/2 círculo cuerpo redondo	20 mm	76 cm	3-0
FS 5070	1/2 círculo cuerpo redondo	25 mm	76 cm	3-0

N° Código	Perfil de Aguja	Longitud Aguja	Longitud Sutura	Tamaño Sutura (USP)
FS 5028	Corte inverso de 3/8 de círculo	26 mm	76 cm	3-0
FS 5670	Corte cónico de 1/2 círculo	25 mm	76 cm	2-0
FS 5029	Corte inverso de 3/8 de círculo	26 mm	76 cm	2-0
TS 5029S	Corte inverso de 3/8 de círculo	26 mm	35 cm	2-0
FS 5072	Corte de 1/2 círculo (pesado)	30 mm	76 cm	2-0
FS 5331	1/2 círculo cuerpo redondo	30 mm	90 cm	2-0
FS 5333	1/2 círculo cuerpo redondo	30 mm	76cm	2-0
FS 5067	Corte inverso de 1/2 de círculo	40 mm	76 cm	2-0
FS 5036	Corte inverso de 3/8 de círculo	45 mm	90 cm	2-0
FS 5036M	Corte inverso de 3/8 de círculo	45 mm	76 cm	2-0

N° Código	Perfil de Aguja	Longitud Aguja	Longitud Sutura	Tamaño Sutura (USP)
FS 5052	Corte inverso de 1/2 círculo	50 mm	76 cm	2-0
FS 5077	Corte de 1/2 círculo	30 mm	76 cm	0
FS 5334	1/2 círculo cuerpo redondo	30 mm	76 cm	0
FS 5360	Corte de círculo de 3/8	36 mm	76 cm	0
FS 5064	Corte de 1/2 círculo	40 mm	76 cm	0
FS 5068	Corte inverso de 1/2 de círculo	40 mm	76 cm	0
FS 5037	Corte inverso de 3/8 de círculo	45 mm	90cm	0
FS 5361	Corte de círculo de 3/8	36 mm	76 cm	1
FS 5063	1/2 círculo cuerpo redondo (pesado)	40 mm	90 cm	1
FS 5069	Corte inverso de 1/2 círculo	40 mm	76 cm	1

N° Código	Perfil de Aguja	Longitud Aguja	Longitud Sutura	Tamaño Sutura (USP)
FS 5062	Corte inverso de 3/8	60 mm	76 cm	1
FS 5073	1/2 círculo cuerpo redondo	40 mm	76cm	2
FS 5362	Corte de círculo de 3/8	36 mm	76 cm	2



## Embalaje

- ⦿ Las suturas de seda se empaquetan individualmente en una carpeta de papel de grado médico primario.
- ⦿ Luego, las suturas empaquetadas individualmente se empaquetan en una lámina de aluminio con apertura PEEL OPEN.
- ⦿ Las suturas se embalan además en cajas pequeñas hechas de Cyber XLPac premium de 320 GSM en un paquete de 12 suturas.
- ⦿ Las cajas se laminan aún más con una película a prueba de manipulaciones para protegerlas de la suciedad y el polvo.

